

**temis** **TM 1240**  
DIGITAL ELECTROCARDIOGRAPH

EN TRABAJO DE CAMPO Y CONSULTORIO  
**UN ELECTROCARDÍOGRAFO 100% CONFIABLE**

**ESPECÍFICO PARA USO VETERINARIO**

COMPACTO | ULTRALIVIANO | RESISTENTE



DERIVACIONES

12

1,3 y 4  
CANALES

AUTONOMÍA



BATERÍA  
LARGA DURACIÓN

CONECTIVIDAD

USB

GENERACIÓN  
DE INFORMES

SUSTENTABLE



REGISTRO  
SIN PAPEL

MEMORIA

1 GB

+ 10.000  
ESTUDIOS

NACIONAL



PRODUCTO  
100% ARGENTINO

LA MÁS CONFIABLE Y AVANZADA TECNOLOGÍA EN ELECTROCARDÍOGRAFOS PORTÁTILES




## CARACTERÍSTICAS

**temis** TM 1240


- Electrocardiógrafo de Producción Nacional con 10 Años de desarrollo
- Visualización e impresión de 1, 3, 6 canales en una secuencia y 12 canales en dos secuencias
- Función Manual, Auto y MEMO para registro de eventos
- Gran Autonomía (3 hs. impresión continua / 10 hs. monitoreo)
- Conexión a PC para mediciones, historias clínicas y envíos mail
- Reportes en PDF en 12 derivaciones simultáneas
- Memoria interna de 1G para guardar hasta 10.000 estudios
- Guarde sus informes pre diseñados en el equipo.
- 12 meses de Garantía



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS\*



Pantalla gráfica color de alta resolución LCD 2.8"



Impresora térmica de alta resolución (cabezal térmico matricial de 8 puntos/mm)



Conexión a PC con puerto USB (software opcional)



Menú gráfico sencillo e intuitivo

- PESO/DIMENSIONES: 1040 g [con batería] / 20 cm x 14 cm x 8 cm
- PAPEL: Rollo de papel térmico de 57 mm x 25 m
- ALIMENTACIÓN: Fuente externa 220VCA / 18VCC, 1A
- RESPUESTA EN FRECUENCIA: 0-200 Hz
- FRECUENCIA DE MUESTREO: 12800 Hz
- RECHAZO DE MODO COMÚN: mayor a 80dB
- POTENCIAL DE ELECTRODO MÁXIMO: mayor a +/- 500mV
- RANGO DINÁMICO DE ENTRADA: mayor a +/- 500mV

- CONSTANTE DE TIEMPO: 2 s / 20 s
- CORRIENTE DE FUGA: menor a 10uA
- RESOLUCIÓN A/D: 24 bits
- FILTROS: Línea de base, Muscular, Línea de Red, Pasa bajos
- VELOCIDAD DE PAPEL: 12,5 / 25 / 50 mm/s
- GANANCIAS (ESTÁNDARES): 2,5 / 5 / 10 / 20 / 40 mm/mV
- NIVEL DE SEGURIDAD: IEC60601 Clase II, Tipo BF, con protección contra desfibrilador

**atriamedica**  
TECNOLOGÍA | SERVICIO

FABRICA Y  
DISTRIBUYE

Atria Médica - Tecnología | Servicio  
Av. Fuerza Aérea 1633, Córdoba (ARG)

Tel: +54 351 466 6451  
info@atriamedica.com | www.atriamedica.com

\* ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO